

Anti-Neurofilament M Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07197

Artikelnummer: CM0022780

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Neurofilament M (NFM/NEF3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung am neuronalen Zytoskelett und an Intermediärfilamenten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurofilament M Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilament M
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4741
Gen-ID	4741
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-260 von menschlichem Neurofilament M (NP_005373.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07197
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel