

Anti-Neurog3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4Z2

Artikelnummer: CM0030915

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NEUROG3, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der enteroendokrinen Differenzierung und der Spezifizierung pankreatischer endokriner Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEUROG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; NEUROG3
Spezies	Mensch
Gen-ID	50674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem NEUROG3 (NP_066279.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4Z2
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel