

Anti-Neurog3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4Z2

Artikelnummer: CM0022990

Einführung

NEUROG3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA. Zielmolekül ist das humane Neurogenin-3, ein Transkriptionsfaktor, der für die Differenzierung von enteroendokrinen und pankreatischen endokrinen Zellen entscheidend ist. Ideal für die Entwicklungsbiologie und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEUROG3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	ngn3; Atoh5; NGN-3; Math4B; bHLHa7; G3
Spezies	Human
GeneID (Human)	50674
GeneID	50674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen NEUROG3 (NP_066279.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y4Z2
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel