

Anti-Neurogenin 2 (Ngn2) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H2A3

Artikelnummer: CM0003547

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Neurogenin 2, einen neuronalen Transkriptionsfaktor. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung neuronaler Differenzierung und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurogenin 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NGN2; Atoh4; ngn-2; Math4A; bHLHa8; Neurogenin 2
Spezies	Human
GeneID (Human)	63973
GeneID	63973
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem Neurogenin 2 (Q9H2A3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2A3
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Kühltasche