

Anti-Neurogranin (Nrgn) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92686

Artikelnummer: CM0027757

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Neurogranin (NRGN), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zu synaptischem Umbau, Calmodulin-Bindung und Alzheimer-Krankheit. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NRGN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RC3; hng; NRGN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4900
Gen-ID	4900
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-78 von humanem NRGN (NP_001119653.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92686
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eistasche