

Anti-Neurokinin 1 Rezeptor (Nk1R) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25103

Artikelnummer: CM0006099



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den humanen Neurokinin 1 Rezeptor (NK1R, TACR1). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Tachykinin-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neurokinin 1 Rezeptor (NK1R) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SPR; NK1R; NK1R; TAC1R; Neurokinin 1 Rezeptor (NK1R)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6869
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-407 des humanen NK1R (P25103) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25103
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel