

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen Neuronale Acetylcholinrezeptor-Untereinheit Alpha-4 (Acha4/Chrna4) Für Wb, If/Icc, Elisa - P43681

Artikelnummer: CM0019753



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ACHA4 (CHRNA4), validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Untersuchung der Funktion neuronaler nikotinerger Acetylcholinrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACHA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1137
GenID	1137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-242 des humanen ACHA4 (P43681) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43681
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eispackung