


Anti-Neuropilin-1 (Nrp1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14786

Artikelnummer: CM0002909



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Neuropilin-1 (NRP1) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. NRP1 ist ein VEGF/Semaphorin-Rezeptor, der an Angiogenese, neuronale Steuerung und SARS-CoV-2-Infektion beteiligt ist – ideal für kardiovaskuläre, neurowissenschaftliche und virologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neuropilin-1 (NRP1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R; Neuropilin-1 (NRP1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8829
GenID	8829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-644 von humanem Neuropilin-1 (NRP1) (NP_003864.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14786
Proteingewicht	68 kDa/71k Da/103 kDa
Versand	Eisbeutel