


Anti-Neuropilin-1 (Nrp1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - O14786

Artikelnummer: CM0020579



Einführung

Neuropilin-1 (NRP1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den an Angiogenese und Neuroentwicklung beteiligten VEGF165-Rezeptor ab. Geeignet für kardiovaskuläre und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neuropilin-1 (NRP1) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R; Neuropilin-1 (NRP1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8829
Gen-ID	8829
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14786
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel