


Anti-Neuropilin-2/Nrp2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - O60462

Artikelnummer: CM0004959



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Neuropilin-2 (NRP2). Geeignet für Western Blot (WB), Durchflusszytometrie (FC) und ELISA. Nützlich für die Erforschung der Semaphorin/VEGF-Signalübertragung und des Eintrags von Cytomegalovirus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neuropilin-2/NRP2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8828
Gen-ID	8828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-855 von humanem Neuropilin-2/NRP2 (NP_957718.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60462
Proteinmasse	105 kDa
Versand	Eisbeutel