

Anti-Neuroplastin (Nptn) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y639

Artikelnummer: CM0026909



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Neuroplastin (NPTN), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur synaptischen Plastizität und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NPTN Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GP55; GP65; SDR1; np55; np65; SDFR1; NPTN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27020
Gen-ID	27020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-200 des menschlichen NPTN (NP_059429.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y639
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel