


Anti-Neutrophilen-Elastase (Elane) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P08246

Artikelnummer: CM0009344



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Anti-Mensch-Neutrophilen-Elastase (ELANE)-Antikörper, optimiert für WB, IP und ELISA. Ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung der Neutrophilenfunktion und der NETose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neutrophilen-Elastase (ELANE) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Neutrophilen-Elastase (ELANE)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1991
GenID	1991
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 167-267 der menschlichen Neutrophilen-Elastase (ELANE) (P08246) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08246
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel