


Anti-Neutrophilen-Elastase (Elane) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P08246

Artikelnummer: CM0016385



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Neutrophilen-Elastase (ELANE), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; detektiert endogene ELANE in Proben von Mensch, Maus und Ratte; ideal für die Forschung zu Neutrophilenbiologie, NETose und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Neutrophilen-Elastase (ELANE) Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Neutrophil Elastase (ELANE)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1991
GenID	1991
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 30-267 der menschlichen Neutrophilen-Elastase (ELANE) (NP_001963.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08246
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel