

Anti-Nexn-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q0Zgt2

Artikelnummer: CM0016104

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NEXN (Nexilin). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung am Aktin-Zytoskelett sowie an Herz- und Skelettmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NEXN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMH20; NELIN; NEXN
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91624
Gen-ID	91624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 516-675 des humanen NEXN (NP_653174.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q0ZGT2
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Beutel mit Eis