

Anti-Nf-Kb P65/Rela Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q04206

Artikelnummer: CM0003400



Einführung

KO-validierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes NF-kB p65/RelA (Q04206). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und CHIP-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte und Affe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] NF-kB p65/RelA Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Spezies	Human
GeneID (Human)	5970
GeneID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel