

Anti-Nf-Kb P65/Rela Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q04206

Artikelnummer: CM0005449



Einführung

KO validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NF-kB p65/RelA. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte, Affe. Ideal für Entzündungs-, Immun- und Krebsforschung sowie SARS-CoV-2-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NF-kB p65/RelA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; IA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5970
GeneID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-551 von humanem NF-kB p65/RelA (NP_068810.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q04206
Proteinmasse	58 kDa/59 kDa/60 kDa
Versand	Eisbeutel