


Anti-Nf-Kb P65/Rela Maus Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0002114



Einführung

Maus monoklonaler Antikörper gegen humanes NF-kB p65/RelA (Q04206), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu NF-kB-Signalgebung, Entzündung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-kB p65/RelA Maus mAb
Anmerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5970
GenID	5970
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-551 von humane NF-kB p65/RelA (Q04206) entspricht.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel