


Anti-Nf-Kb P65/Rela Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q04206

Artikelnummer: CM0016668



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NF-kB p65/RelA (SWISS: Q04206), validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für NF-kB-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-kB p65/RelA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5970
Gen-ID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-551 von humanem NF-kB p65/RelA (NP_068810.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel