


Anti-Nf-Kb2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0004541



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-NF-κB2-Antikörper für WB und ELISA, der humanes, murine und Ratten-NF-κB2 (p52/p100) erkennt. Beteiligt an Entzündung, Immunität und Apoptose. Ideal für die Forschung zum NF-κB-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-κB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4791
GenID	4791
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem NF-κB2 (NP_001070962.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00653
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel