


Anti-Nf-Kb2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0003763



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NF-κB2 (p52/p100). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von NF-kappa-B-Signalwegen, Entzündungen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NF-κB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4791
GeneID	4791
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 745-877 von humanem NF-κB2 (Q00653) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00653
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eistasche