


Anti-Nf-Kb2 (Phospho S866+S870) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0001373



Einführung

Kaninchen monoklonaler phospho-spezifischer Antikörper gegen NF-κB2 (p100/p52) an S866+S870, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch und Maus. Wichtiges Werkzeug für NF-κB-Signalweg-Forschung, Entzündungs- und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB2-S866/S870 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866/S870
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4791
Immunogen	Synthetisches Peptid um S866 & S870 von humanem NF-κB2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00653
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel