

Anti-Nfat2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95644

Artikelnummer: CM0002109



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches NFAT2 (NFATc1) für Western Blotting (WB) und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Forschung zu T-Zell-Signalisierung, Zytokinexpression und Osteoklastogenese.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	NFAT2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4772
GeneID	4772
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 844-943 von menschlichem NFAT2 (O95644) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95644
Proteinmasse	101 kDa
Versand	Eispackung