

Anti-Nfat2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - O95644

Artikelnummer: CM0004271



Einführung

Anti-NFAT2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines NFAT2. Geeignet für Forschung zu T-Zell-Signalwegen, Zytokinexpression und Osteoklastendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NFAT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NFAT2; NFATc; NF-ATC; NF-ATc1.2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4772
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-305 von humanem NFAT2 (NP_001265598.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95644
Proteinmasse	101 kDa
Versand	Eispackung