

Anti-Nfat5 Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - 094916

Artikelnummer: CM0020625



Einführung

NFAT5 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, der gegen humanes NFAT5 (094916) gerichtet ist. Geeignet für Untersuchungen zur osmotischen Stressantwort, inflammatorischen Genregulation und DNA-Schadensreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NFAT5 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NFATZ; OREBP; NF-AT5; NFATL1; TONEBP; NFAT5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10725
Gen-ID	10725
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1355-1455 von humanem NFAT5 (NP_619728.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloane Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	094916
Proteingewicht	166 kDa
Versand	Eisbeutel