


Anti-Nfatc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q13469

Artikelnummer: CM0013980



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NFATC2, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Forschung zu T-Zell-Signalgebung, Zytokinexpression und transkriptioneller Regulation in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFATC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4773
Gen-ID	4773
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13469
Protein-Gewicht	100kDa
Versand	Eistüte