

Anti-Nfatc3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q12968

Artikelnummer: CM0007269



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NFATC3 (NFAT4/NFATx), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NFATC3 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 116 kDa. Ideal für Studien zur T-Zell-Signalgebung und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFATC3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Spezies	Mensch
Gen-ID	4775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 850-1075 von humanem NFATC3 (NP_775188.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12968
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel