

Anti-Nfatc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12968

Artikelnummer: CM0027340



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NFATC3 (NFAT4) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der NFAT-Transkriptionsregulation und der Herzentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFATC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4775
Gen-ID	4775
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-290 von humanem NFATC3 (NP_775188.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12968
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel