

Anti-Nfe2L1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14494

Artikelnummer: CM0013909

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NFE2L1 (NRF1/TCF11) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-NFE2L1 (85 kDa). Ideal für die Erforschung von oxidativem Stress, Cholesterinstoffwechsel und Proteostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFE2L1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NRF1; NRF-1; TCF11; LCR-F1; NFE2L1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4779
Gen-ID	4779
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 515-772 des humanen NFE2L1 (NP_003195.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14494
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku