

Anti-Nfe2L3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A8

Artikelnummer: CM0015285

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NFE2L3 (NRF3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur erythroid-spezifischen Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFE2L3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NRF3; NFE2L3
Spezies	Mensch, Maus, Ratte
GenID (Mensch)	9603
GenID	9603
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 330-550 des menschlichen NFE2L3 (NP_004280.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4A8
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel