

Anti-Nfia Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12857

Artikelnummer: CM0029907



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen NFIA, einen Transkriptionsfaktor und Regulator der DNA-Replikation. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Für Studien zu Nukleären Faktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFIA Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CTF; NF1-A; NFI-A; NFI-L; BRMUTD; NF-I/A; DEL1P32P31; C1DELp32p31; NFIA
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4774
GenID	4774
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-330 des menschlichen NFIA (NP_005586.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12857
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eispackung