

Anti-Nfib/Nf1B2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00712

Artikelnummer: CM0006145



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NFIB/NF1B2, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFIB / NF1B2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTF; MACID; NF1-B; NFI-B; NFIB2; NFIB3; NF-I/B; NFI-RED; HMGIC/NFIB; NFIB / NF1B2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4781
GeneID	4781
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 von humanem NFIB / NF1B2 entspricht (NP_005587.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00712
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel