

Anti-Nfic Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P08651

Artikelnummer: CM0014757



Einführung

Dieser Kaninchen-Polyclonal-Anti-NFIC-Antikörper ist für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Verwenden Sie ihn zur Untersuchung von Transkriptionsregulation, DNA-Replikation und TERT-Genaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFIC Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CTF, NFI, CTF5, NF-I, NFIC
Spezies	Mensch
Gen-ID	4782
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von menschlichem NFIC (NP_005588.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08651
Protein-Gewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel