


Anti-Nfil3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16649

Artikelnummer: CM0013015



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-NFIL3-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-NFIL3 (Q16649), einen Transkriptionsregulator der zirkadianen Uhr. Ideal für die Erforschung zirkadianer Rhythmen und der Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFIL3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4783
GeneID	4783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 133-462 des humanen NFIL3 (NP_005375.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q16649
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku