


Anti-Nfix Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14938

Artikelnummer: CM0028972



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NFIX, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Funktioniert bei der Transkriptionsaktivierung und DNA-Replikation. UniProt Q14938.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFIX Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CTF; NF1A; MALNS; NF1-X; MRSHSS; NF-I/X; SOTOS2; NFIX
Spezies	Human
GenID (Human)	4784
GenID	4784
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14938
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel