

Anti-Nfkb1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - P19838

Artikelnummer: CM0008711



Einführung

Kaninchen monoklonaler NFKB1 Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP an Human- und Mausproben. Erkennt NF-kB p105/p50, einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor in Immun- und Entzündungsreaktionen. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFKB1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4790
Gen-ID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem NFKB1
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19838
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel