

Anti-Nfkb1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0014784



Einführung

Anti-NFKB1 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem Protein. Entwickelt gegen rekombinantes NFKB1 (AS 740-964). Ideal für Forschung zu NF-kappa-B-Signalwegen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFKB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4790
GenID	4790
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 740-964 von NFKB1 (NP_001158884.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19838
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel