


Anti-Nfkbib Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15653

Artikelnummer: CM0027132



Einführung

Anti-NFKBIB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Ziel ist I-kappa-B-beta, ein 38 kDa NF-kappa-B-Inhibitor, der die zytoplasmatische Retention und den Kerntransport von NF-kappa-B reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFKBIB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IKBB; TRIP9; NFKBIB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4793
Gen-ID	4793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-356 des humanen NFKBIB (NP_002494.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15653
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche