

Anti-Nfkbiz Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Byh8

Artikelnummer: CM0014126



Einführung

Humane NFKBIZ (I-kappa-B-zeta, IκB-zeta) kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Ratten. Ideal für die Untersuchung der NF-kappa-B-Regulation und inflammatorischer Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFKBIZ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64332
Gen-ID	64332
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 des menschlichen NFKBIZ (NP_113607.1) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9BYH8
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel