

Anti-Nfrkb Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P4R8

Artikelnummer: CM0006500



Einführung

NFRKB Kaninchen mAb für WB und ELISA erkennt den menschlichen nukleären Faktor verwandt mit Kappa-B-bindendem Protein, eine 139 kDa große Untereinheit des INO80-Komplexes, die an Chromatin-Remodellierung und transkriptionelle Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFRKB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	INO80G; NFRKB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4798
Gen-ID	4798
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 370-495 des menschlichen NFRKB (NP_001137307.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6P4R8
Proteinmasse	139 kDa
Versand	Eisbeutel