


Anti-Nfs1 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Artikelnummer: CM0027554



Einführung

Kaninchen-Polyclonalantikörper gegen menschliche NFS1-Cysteindesulfurase, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Biogenese von mitochondrialen Eisen-Schwefel-Clustern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9054
GenID	9054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 290-457 von menschlichem NFS1 (NP_066923.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y697
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel