

Anti-Nfyb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25208

Artikelnummer: CM0027930



Einführung

NFYB Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Erkennt die nukleäre Transkriptionsfaktor-Y-Untereinheit Beta, ein CCAAT-Box-bindendes Protein, das an der Regulation der Gentranskription beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFYB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HAP3; CBF-A; CBF-B; NF-YB; NFYB
Spezies	Human
GeneID (Human)	4801
GeneID	4801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-207 von humanem NFYB (NP_006157.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P25208
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche