

Anti-Nfyc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13952

Artikelnummer: CM0028655



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NFYC (NF-YC, H1TF2A) für Western Blot und ELISA. Validiert für den Einsatz beim Menschen und kreuzreagierend mit Ratte. Ideal für die Erforschung von Transkriptionsfaktoren und CCAAT-Box-Bindungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NFYC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSM; CBFC; HAP5; CBF-C; NF-YC; H1TF2A; NFYC
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-120 von humanem NFYC (NP_055038.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q13952
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche