

Anti-Ng2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0008892



Einführung

-konjugierter kanincher monoklonaler Antikörper gegen humanes NG2 (CSPG4) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben. Nützlich für die Untersuchung von Melanom, Angiogenese und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch NG2 mAk
Bemerkungen/Aliase	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1464
GenID	1464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1583-2224 des humanen NG2 (NP_001888.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UVK1
Proteinmasse	251 kDa
Versand	Eisbeutel