

Anti-NG2/Cspg4 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0007015



Einführung

Hochwertiger Anti-NG2/CSPG4 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf menschliches Chondroitinsulfat-Proteoglykan 4 (251 kDa) ab, einen Schlüsselakteur bei der Zellmigration, Melanominvasion und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NG2/CSPG4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1464
GenID	1464
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1340-1563 von menschlichem NG2/CSPG4, NP_001888.2, entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UVK1
Proteingewicht	251 kDa
Versand	Eisbeutel