

Anti-NG2/Cspg4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0022404



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-NG2/CSPG4-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines Chondroitinsulfat-Proteoglykan 4, einen wichtigen Zelloberflächenrezeptor, der an Zellmigration, Angiogenese und der Progression von Melanomen beteiligt ist. Ideal für die Krebsforschung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NG2/CSPG4-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; NG2/CSPG4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1464
Gen-ID	1464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1950–2210 des menschlichen NG2/CSPG4 (NP_001888.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6UVK1
Proteingewicht	251 kDa
Versand	Kühlakku