

Anti-Ng2/Cspg4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Uvk1

Artikelnummer: CM0027710



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NG2/CSPG4 (SWISS Q6UVK1). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zellmigration, Angiogenese und Melanomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] NG2/CSPG4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG; G4
Spezies	Human
GeneID (human)	1464
GeneID	1464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1340-1563 von humanem NG2/CSPG4 (NP_001888.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6UVK1
Protein-Gewicht	251kDa
Versand	Eistasche