


Anti-Ngb (Neuroglobin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npg2

Artikelnummer: CM0028939



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Neuroglobin (NGB), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für Hypoxie-, Neuroprotektions- und Hirngewebe-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NGB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	58157
Gen-ID	58157
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-151 von humanem NGB (NP_067080.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NPG2
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche