


Anti-Ngdn Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nej9

Artikelnummer: CM0013170



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes NGDN (Neuroguidin), empfohlen für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für Studien zur Ribosomenbiogenese, Translationsregulation und neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGDN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN
Spezies	Mensch
Gen-ID	25983
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 61-209 von humanem NGDN (NP_001036100.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8NEJ9
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eispack