


Anti-NGF-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01138

Artikelnummer: CM0017084



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes NGF (Beta-Nervenwachstumsfaktor), validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zur neuronalen Entwicklung und Neuropathie. - P01138

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NGFB; HSAN5; Beta-NGF; NGF
Spezies	Human
GenID (human)	4803
GenID	4803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-241 von humanem NGF (NP_002497.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P01138
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel