


Anti-NGF-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01138

Artikelnummer: CM0015794



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Beta-Nervenwachstumsfaktor (NGF) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Neurobiologie und Signaltransduktion von Wachstumsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NGFB; HSAN5; Beta-NGF; NGF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4803
Gen-ID	4803
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-241 von menschlichem NGF (NP_002497.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01138
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel